

# Compat ella®

## Pompa Portatile per Nutrizione Enterale

Compat Ella® è un'innovativa pompa per nutrizione enterale portatile con un'interfaccia unica, colorata e di facile utilizzo, fornita nella lingua dell'utente.

### ● *Panoramica delle Caratteristiche*

- Programmi di nutrizione 'in continuo' e 'a bolo' da 1 ml a 4000 ml, con o senza limite di dosaggio
- Velocità di somministrazione da 1 ml/ora a 600 ml/ora
- La velocità e l'avanzamento della somministrazione sono sempre visibili durante l'esecuzione

#### Semplice e Intuitiva

- Schermo a colori con simboli di facile comprensione relativi allo stato della pompa, alla durata della batteria e alla modalità della pompa
- Tastierino a U con icone intuitive
- Messaggi di testo visualizzati in forma completa sullo schermo per trasmettere lo stato della pompa, aiutare a programmare le terapie nutrizionali e **risolvere i problemi segnalati**

#### Precisa e Sicura

- Allarmi in caso di occlusione a monte e a valle e in caso di presenza di aria nel set
- Accuratezza di somministrazione +/- 5%
- Tecnologia AAFF: Auto-Anti-Free-Flow per **promuovere la sicurezza del paziente**
- Cronologia delle somministrazioni separata per 1) Terapia nutrizionale attuale e 2) Volume cumulativo
- Il blocco del tastierino aiuta a **evitare modifiche accidentali**

#### Robusta

- Intervallo di manutenzione di 5 anni
- Si pulisce con acqua corrente tiepida

#### Pratica da Spostare

- Leggera e portatile, funziona in qualsiasi posizione
- Durata della batteria di 24 ore a una velocità di somministrazione di 125 ml/ora

#### Funzioni Avanzate

- Collegamento per PDMS (Patient Data Management Systems)
- Modalità a intervalli per erogare volumi specifici a determinati intervalli
- Blocco della terapia **per evitarne modifiche involontarie**
- Cronologia dei volumi somministrati negli ultimi 30 giorni

### ● *Informazioni per Gli Ordini*

Nome Prodotto	Riferimento	Codice Articolo	N. pezzi/conf.
Pompa Compat Ella®	12272020	12367032	1



#### Contenuto del kit Pompa Compat Ella®

- Pompa Compat Ella®
- Adattatore per l'alimentazione in CA
- Morsetto per asta
- Istruzioni per l'uso

#### Set di Somministrazione Compat Ella®

- Set con spike
- Combiset da 1,5 l
- Set universale
- Set con doppio spike

#### Accessori di Compat Ella®

- Zaino
- Inserto per zaino/supporto da tavolo
- Cavo di collegamento per PDMS
- Cavo di collegamento per chiamata infermiere

Conosci Compat Ella®?

# Pompa Portatile per Nutrizione Enterale Compat Ella®

## Caratteristiche della Pompa

**Accuratezza di somministrazione:** +/- 5%.

**AAFF:** Sistema automatico anti flusso libero (Auto-anti-Free-Flow, basato sul set di somministrazione).

**Tastierino:** Tastierino ergonomico a forma di U con icone di facile identificazione.

**Schermo:** Schermo a colori per indicare lo stato della pompa.

**Lingue di utilizzo:** Inglese, francese, tedesco, italiano, spagnolo, olandese, svedese, danese, finlandese, norvegese, ceco, slovacco, portoghese e polacco. Selezionabili dall'utente.

**Modalità 'in continuo':** Somministrazione continua di sostanze nutritive. Con o senza limite di volume totale.

**Velocità di somministrazione:** 1-600 ml/ora con incrementi di 1 ml/ora.

**Limite di volume:** 1-4000 ml con incrementi di 1 ml.

**Allarmi:** Presenza di aria dentro la linea, occlusione a monte/valle (separati), sportello aperto, cassetta mancante, fine dose, spegnimento per inattività, batteria.

**Volume per questa terapia:** Volume somministrato per la terapia nutrizionale attualmente in corso. Resettabile dall'utente.

**Volume cumulativo:** Volume totale somministrato a partire da quando questo parametro è stato resettato dall'utente.

**Cronologia del volume degli ultimi 30 giorni:** Volume totale erogato per ogni periodo di 24 ore negli ultimi 30 giorni.

**Impostazioni:** Volume degli allarmi, intensità della retroilluminazione, spegnimento della retroilluminazione, allarme a fine terapia (si/no), blocco tastiera (attivo/non attivo).

**Riempimento:** Automatico con un tocco (17 ml) o manuale.

## Funzioni Avanzate

**Modalità a intervalli:** Erogazione a intervalli predefiniti di quantità specifiche di bolo espresse in ml. Bolo da 1 a 2000 ml. L'intervallo può essere impostato da un minimo di 15 minuti a un massimo di 12 ore. Con o senza limite di volume totale.

**Blocco della modalità a intervalli:** La modalità a intervalli non è disponibile per l'utente.

**Blocco della terapia:** Blocca tutti i parametri della terapia nutrizionale attuale in modo che l'utente non possa modificarli.

**Comunicazione:** PDMS o chiamata infermiere.

**Data:** Data e ora regolabili dall'utente.

## Patient Data Management System (PDMS)

Compat Ella® può connettersi ai sistemi PDMS tipicamente utilizzati in terapia intensiva rendendo possibile il monitoraggio della somministrazione delle sostanze nutritive per singoli pazienti in modo automatizzato. Il collegamento fisico avviene tramite un apposito cavo seriale. Driver per software specifici sono disponibili su richiesta.

## Garanzia e Requisiti

**Garanzia:** Due anni.

**Manutenzione:** Richiede manutenzione solo ogni 5 anni.

**Agente per la manutenzione:** Tutte le operazioni di manutenzione devono essere effettuate unicamente da personale autorizzato. Contattare il rappresentante Compat® di fiducia o il fornitore di servizi approvato Compat®.

## Specifiche della Pompa

**Peso della pompa:** 499 g.

**Batteria:** Ioni di litio. Durata di 24 ore a una velocità di 125 ml/ora con acqua. Tempo di ricarica: 6 ore.

**Dimensioni della pompa:** Lunghezza 140 mm × larghezza 140 mm × altezza 62 mm.

**Confezionamento:** Confezionata singolarmente in una scatola.

**Conservazione:** Conservare a temperatura ambiente. Tenere al riparo dalla luce solare e dall'umidità.

**Classificazione:** Classe IIa.

**Protezione contro l'ingresso di liquidi e solidi:** IP25.

**Marchio CE:** Conforme alla direttiva europea 93/42/CEE concernente i dispositivi medici. Certificazione CE rilasciata da un organismo notificato accreditato: TÜV SÜD.

**Fabbricante legale:** Axium MTech S.A., Allée de la Petite Prairie 4, CH-1260 Nyon, Svizzera.

**Paese di origine:** Prodotta in Lituania.

## Compat Ella® Online

**Sito web:**

[www.compat.com](http://www.compat.com)

**Centro di formazione:**

[www.compatella.com](http://www.compatella.com)

Per richiedere maggiori informazioni, contattare il rappresentante Compat® di fiducia o visitare il sito [www.compat.com](http://www.compat.com).  
\*Se non diversamente specificato, tutti i marchi commerciali sono stati utilizzati previa autorizzazione.  
Questo documento non sostituisce le Istruzioni per l'uso originali che devono essere lette prima dell'uso.

AXI00012 REV.2 05 DICEMBRE 2022

# Compat®