

Compat ella®

Mochila Compat Ella®

A Mochila Compat Ella® é destinada ao uso com a Bomba de Nutrição Enteral Compat Ella® e com a Inserção para mochila/Suporte de mesa Compat Ella®, tanto por adultos como por crianças.

Características Principais

Design Inteligente:


- O grande compartimento com zíper **facilita a instalação e remoção da Bomba Compat Ella®**, do conjunto de administração e da fórmula sem necessidade de desconexão.
- Projetada para operar com a Inserção para mochila/Suporte de mesa para **maior comodidade**.
- Saída da sonda do conjunto de administração do lado direito ou esquerdo.
- Costas almofadadas para **conforto do paciente** com alças para o peito e as alças para **estabilidade**.

Conveniente:

- Compatível com a maioria dos recipientes de nutrição de sonda até 1000 mL.
- Aba com zíper para **acesso rápido** para controlar ou programar a Bomba Compat Ella®.
- Ampla gama de ajustes de tamanho que a torna adequada para uso por **crianças ou adultos**.
- A alça mensageiro removível oferece **opções adicionais de transporte** para cadeira de rodas ou como bolsa mensageiro.

Resistente e Moderna:

- Materiais de alta qualidade, zíperes e tecido **resistente à água** protegem a Bomba Compat Ella® em viagem.
- Lavável à máquina a 30°C.
- Design **discreto, moderno e compacto** em preto e cinza.




Informações para Pedido

Nome do Produto	Código do Produto	Qtd./Caixa
Mochila Compat Ella®	12277736	1

Já conhece a Compat Ella®?

Mochila Compat Ella®



Componentes

- A Compartimento principal com zíperes duplos
- B Tecido resistente a rasgos de nylon 420D, com revestimento resistente à água
- C Aba frontal para acesso rápido à bomba
- D Compartimento de acessórios com zíper
- E Cintas elásticas para fixar objetos pequenos
- F Alça removível para cadeira de rodas/bolsa mensageiro
- G Alça externa para pendurar a mochila
- H Acolchoamento em rede 3D para o conforto do paciente
- I Alças de ombro ajustáveis
- J Correias para o peito e ancas ajustáveis
- K Aberturas laterais com zíper para permitir a saída da sonda do lado esquerdo ou direito
- L Compartimentos laterais para pequenos acessórios
- M Gancho interno para nutrição

Especificações

Embalagem:	Embalada individualmente em caixas de 1 item (40 × 24 × 4,5 cm).
Marca CE:	Em conformidade com o Regulamento Europeu de Dispositivos Médicos 2017/745.
Classificação:	Classe I.
Fabricante legal:	Axiom MTech S.A., Allée de la Petite Prairie 4, CH-1260 Nyon, Suíça.
Limpeza:	Lavagem à máquina a 30°C. Não passar. Não alvejar. Não secar em tambor.
Materiais:	Tecido resistente a rasgos nylon 420D.
País de origem:	Fabricada na China.

Para obter mais informações, entre em contato com seu representante da Compat® ou acesse www.compat.com
*Salvo indicação em contrário, todas as marcas registradas são utilizadas com permissão.
Esse documento não substitui as Instruções de Uso originais que devem ser lidas antes do uso.

AXI00013 REV.1, 5 DE DEZEMBRO DE 2022

Compat®