

Compat ella®

Compat Ella® Rygsäck

Compat Ella® Rygsäck är avsedd att användas med Compat Ella® sondmatningspump och Compat Ella® Insats för rygsäck/Bordsställ, för både vuxna och barn.

Egenskaper i Korthet

Smart Design:


- Ett stort fack med dragkedja gör det **enkelt att installera och ta ut Compat Ella® Pump**, Aggregat och sondnäring – utan att något kopplas ur.
- Utformad för att passa med Insats för rygsäck/ Bordsställ, för **ultimat bekvämlighet**.
- Öppning för aggregatet finns på vänster och höger sida.
- Stoppad baksida för **patientkomfort**, med bröst- och höftremmar för **stabilitet**.

Bekväm:

- Passar med de flesta näringsbehållare upp till 1000 ml.
- Lock med dragkedja ger **snabb åtkomst** när Compat Ella® Pump ska kontrolleras eller programmeras.
- Ett brett sortiment av olika storlekar gör det möjligt att anpassa rygsäcken för **barn eller vuxna**.
- Avtagbara remmar ger **alternativa sätt att bära den**, för rullstolar eller som en axelväska.

Robust och Modern:

- Material av hög kvalitet, dragkedjor och **vattenresistent** tyg skyddar Compat Ella® Pump vid daglig användning.
- Maskintvätt vid 30°C.
- Diskret **modern och kompakt design** i svart och grått.




Beställningsinformation

Produktnamn	Produktkod	Kvantitet/ Förpackning
Compat Ella® Rygsäck	12277736	1

Har du Träffat Compat Ella®?

Compat Ella® Ryggsäck



Komponenter

- A Huvudfack med dubbla blixtlås
- B 420D Nylon ripstoft, med vattenresistent yta
- C Lock på framsidan för att snabbt komma åt pumpen
- D Fack med dragkedja för tillbehör
- E Elastiska band för att kunna fästa små saker
- F Avtagbar rem för rullstol/axelbandsrem
- G Extern ryggsäckshängare
- H 3D-stopning för patientkomfort
- I Justerbara axelremmar
- J Justerbara bröst- och höftremmar
- K Sidoöppningar med dragkedja för att aggregat kan tas ut antingen på vänster eller höger sida
- L Sidofack för små tillbehör
- M Intern hängare för sondnärning

Specifikationer

- | | |
|------------------------------|--|
| Förpackning: | Individuellt förpackad i kartong med 1 styck (40 × 24 × 4,5 cm). |
| CE-märkning: | Överensstämmer med direktiv 93/42/EEG om medicintekniska produkter. |
| Klassificering: | Klass I. |
| Juridisk tillverkare: | Axiom MTEch S.A., Allée de la Petite Prairie 2, CH-1260 Nyon, Schweiz. |
| Rengöring: | Maskintvätt vid 30°C. Stryk inte. Blek inte. Kör inte i torktumlare. |
| Material: | 420D Nylon ripstoft. |
| Ursprungsland: | Tillverkad i Kina. |

Detta dokument ersätter inte bruksanvisningen som måste läsas före användning.
För ytterligare information kontakta din Compat®-representant eller besök www.compat.com
*Alla varumärken används med tillstånd, om inte annat anges.

AXI00013 REV.1 11 MARS 2024

Compat®