

Compat ella®

Inserção para Mochila/Suporte de Mesa Compat Ella®

A inserção para mochila/suporte de mesa Compat Ella® é um prático suporte para a bomba e a nutrição de uso duplo, destinado ao uso com a mochila Compat Ella® para uso simples em movimento ou como suporte de mesa autônomo.

Características Principais

Prático uso Duplo:


- Suporte de mesa: pequeno, portátil, prático e de baixo perfil.
- Inserção para mochila: é facilmente transferida para uso na mochila Compat Ella® sem desconexão do conjunto, para uso em movimento.
- O suporte de nutrição extensível e as correias ajustáveis o tornam compatível com a maioria dos recipientes de nutrição de sonda até 1500mL.
- Mais fácil de movimentar do que o suporte IV tradicional.

Design Inteligente:

- Fácil acesso a todas as funções da bomba quando instalada.
- A bomba permanece conectada à corrente AC.
- Protege e acomoda a Bomba Compat Ella®.
- Gerenciamento de tubos “livre de nós” com guias de tubos encaixados.
- 4 pés de borracha aumentam a estabilidade e reduzem a vibração.

Resistente e Moderno:

- Fabricado em policarbonato durável.
- Discreto acabamento branco com design arredondado e curvo.




Informações para Pedido

Nome do Produto	Código do Produto	Qtd./Caixa
Inserção para Mochila/Suporte de Mesa Compat Ella®	12277737	1

Já conhece a Compat Ella®?

Inserção para Mochila/Suporte de Mesa Compat Ella®



Componentes

- A Compartimento da bomba
- B Compartimento da nutrição
- C Compartimento de armazenamento para adaptador AC (quando não conectado à corrente AC)
- D Haste única removível e ajustável de aço inoxidável
- E Correia removível e ajustável para recipiente de nutrição
- F Gerenciamento de tubos "livre de nós" com guias de tubos encastradas
- G Design encastrado para adaptador AC de conexão de bomba
- H Pés de borracha

Especificações

- Embalagem:** Embalado individualmente em caixas de 1 item (17,5 × 30 × 17,5 cm).
- Armazenamento:** Manter afastado da luz solar.
- Marca CE:** Em conformidade com o Regulamento Europeu de Dispositivos Médicos 2017/745.
- Classificação:** Classe I.
- Fabricante legal:** Axiom MTech S.A., Allée de la Petite Prairie 4, CH-1260 Nyon, Suíça.
- Limpeza:** Lavar à mão.
- Materiais:** Inserção: policarbonato. Haste: aço inoxidável. Correia: polipropileno.
- País de origem:** Fabricado na China.

Para obter mais informações, entre em contato com seu representante da Compat® ou acesse www.compat.com
*Salvo indicação em contrário, todas as marcas registradas são utilizadas com permissão.
Esse documento não substitui as Instruções de Uso originais que devem ser lidas antes do uso.

AXI00014 REV.1, 5 DE DEZEMBRO DE 2022

Compat®