

# Compat ella®

## Bomba Portátil de Nutrición Enteral

La bomba Compat Ella® es una bomba de nutrición enteral portátil, nueva e innovadora con una interfaz a color, multilingüe y fácil de utilizar.

### Características Generales

- Pauta de administración continua e intermitente en intervalos de 1 a 4000 ml, con o sin límite de volumen a administrar
- Velocidad de flujo de 1 a 600 ml/h
- La velocidad y el progreso de la administración son siempre visibles durante el funcionamiento

### Fácil de Aprender y Entender

- Pantalla a color con símbolos fáciles de entender acerca del estado de la bomba, la vida útil de la batería y el modo de funcionamiento
- Teclado claro en forma de U con iconos intuitivos
- Línea de mensajes de texto completo en la pantalla, que indican el estado de la bomba, facilitan la programación de la pauta y ayudan a la resolución de problemas

### Precisa y Segura

- Alarmas de oclusión ascendente o descendente y alarma de aire en la línea
- Precisión de la administración: +/-5 %
- Tecnología AAFF: Auto-Anti-Free-Flow para **incrementar la seguridad del paciente**
- Historiales de administración independientes para 1) Pauta de administración actual y 2) Volumen acumulado
- El bloqueo del teclado permite **evitar modificaciones accidentales**

### Resistente

- Período de mantenimiento de 5 años
- Puede limpiarse bajo el agua corriente templada

### Portátil

- Ligera y portátil. Puede funcionar en cualquier orientación
- Vida útil de la batería: 24 horas a una velocidad de administración de 125 ml/h

### Funciones Avanzadas

- Conexión con PDMS (sistema de monitorización de datos de pacientes)
- El modo intermitente permite administrar volúmenes concretos a intervalos definidos
- Bloqueo de la pauta para **evitar modificaciones accidentales de la pauta programada**
- Historial de los volúmenes administrados en los últimos 30 días



### Contenido del Embalaje

- Bomba Compat Ella®
- Adaptador de corriente
- Pinza de sujeción
- Instrucciones de uso

### Sistemas de Administración Compat Ella®

- Combiset de 1,5 litros
- Línea de administración universal

### Accesorios para la Bomba Compat Ella®

- Mochila para adultos y niños
- Soporte para mochila / para sobremesa
- Cable de conexión para PDMS
- Cable de conexión para llamada a enfermería

### Información

Descripción	Referencia	Código	Unidad de venta
Bomba Compat Ella®	12272020	12367032	1

Conoces a Compat Ella®?

# Bomba Portátil de Nutrición Enteral Compat Ella®

## Características de la Bomba

**Precisión de la administración:** +/-5 %.

**AAFF:** Auto-Anti-Free-Flow (incorporado en la línea de administración).

**Teclado:** Teclado ergonómico en forma de U con iconos fáciles de identificar.

**Pantalla:** Pantalla a color para indicar el estado de la bomba.

**Idiomas disponibles:** Inglés, francés, alemán, italiano, español, holandés y sueco, danés, finés, noruego, checo, eslovaco, portugués y polaco configurable por el usuario.

**Modo continuo:** Administración en pauta continua. Con o sin límite de volumen total.

**Velocidad de flujo:** 1-600 ml/h en incrementos de 1 ml.

**Límite de volumen:** 1-4000 ml en incrementos de 1 ml.

**Alarmas:** Aire en la línea, oclusión ascendente, oclusión descendente, puerta abierta, sin casete, dosis finalizada, desconexión por inactividad, batería baja.

**Volumen de la pauta actual:** Volumen administrado en la pauta actual. Reiniciable por el usuario.

**Volumen acumulado:** Volumen total administrado desde que el usuario ha restaurado este parámetro.

**Historial de 30 días:** Volumen total administrado para cada período de 24 horas en los últimos 30 días.

**Ajustes:** Volumen de la alarma, intensidad de la retroiluminación, desconexión de la retroiluminación, alarma al final de la pauta (sí/no), bloqueo del teclado (activado/desactivado).

**Purgado:** Automático (17 ml) o manual.

## Funciones Avanzadas

**Pauta intermitente:** Administración de múltiples bolos (volumen establecido entre 1 y 2000 ml), a intervalos predefinidos (entre 15 minutos y 12 horas). Con o sin límite de volumen total.

**Bloqueo de la pauta intermitente:** No disponible para el usuario.

**Bloqueo de la pauta:** Bloquea todos los parámetros del tratamiento nutricional actual para que el usuario no pueda modificarlos.

**Comunicación:** Mediante PDMS o cable de llamada a enfermería.

**Fecha:** Fecha y hora ajustables por el usuario.

## Sistema de Monitorización de Datos de Pacientes (PDMS)

Compat Ella® puede conectarse con algunos PDMS que suelen utilizarse en la UCI, que permiten el seguimiento

de la administración de la nutrición en pacientes de forma individual y automatizada. La conexión física se realiza a través de un cable específico. Existen controladores de software específicos para cada sistema.

## Garantía y Mantenimiento

**Garantía:** 2 años.

**Mantenimiento:** Solo requiere mantenimiento cada 5 años.

**Servicio de mantenimiento:** Todo el mantenimiento debe ser realizado exclusivamente por personal autorizado. Consulte a su representante de Compat® o proveedor de servicios autorizado de Compat®.

## Especificaciones de la Bomba

**Peso de la bomba:** 499 g.

**Batería:** Iones de litio. Puede funcionar durante 24 horas a 125 ml/h con agua. Tiempo de carga de 6 horas.

**Dimensiones de la bomba:** L: 140 mm × An: 140 mm × Al: 62 mm.

**Embalaje del kit de la bomba:** Caja unitaria.

**Almacenaje:** Almacenar a temperatura ambiente. Mantener alejado del sol y la humedad.

**Clasificación del dispositivo:** Clase IIa.

**Protección mecánica y frente a la entrada de líquidos:** IP25.

**Marca CE:** Cumple la Directiva Europea de Productos Sanitarios 93/42/CEE. Certificado CE emitido por un Organismo Notificado acreditado: TÜV Rheinland.

**Fabricante legal:** Axiom MTech S.A., Allée de la Petite Prairie 4, CH-1260 Nyon, Suiza.

**País de origen:** Fabricado en Lituania.

## Compat Ella® en Internet

**Sitio web :**

[www.compat.com](http://www.compat.com)

**Centro de formación :**

[www.compatella.com](http://www.compatella.com)

Para obtener más información, consulte a su delegado Compat® o visite [www.compat.com](http://www.compat.com)  
\*Salvo que se indique lo contrario, todas las marcas comerciales se utilizan con la debida autorización.  
Este documento no sustituye a las Instrucciones de Uso originales, que deben leerse antes de la utilización.

AXI00012 REV.3 05 DE DICIEMBRE DE 2022

# Compat®