

Compat ella®

Bomba de Nutrição Enteral Portátil

A Bomba Compat Ella® é uma bomba de nutrição enteral portátil inovadora com uma interface colorida única e de fácil utilização no idioma local.

Características Principais

- Programas de nutrição contínua ou intermitente de 1 mL até 4000 mL, com ou sem limite de dose
- Fluxo de 1 mL/h até 600 mL/h
- O progresso do fluxo e da administração é sempre visível enquanto está em funcionamento

Fácil de Entender e Usar

- Uma tela colorida com símbolos fáceis de entender para o status, a duração da bateria e o modo da bomba
- Um teclado claro em forma de U com ícones intuitivos
- Na tela é exibida uma linha de texto completa para identificar o status da bomba, ajudar a programar terapias nutricionais e na [solução de problemas](#)

Precisa e Segura

- Alarmes de oclusão na entrada e na saída e alarme de ar no sistema
- Precisão de administração de +/- 5%
- Tecnologia AAFF: Auto-Anti-Free-Flow para [promover a segurança do paciente](#)
- Históricos de administração separados para 1) terapia nutricional atual e 2) volume cumulativo
- O bloqueio do teclado ajuda a [evitar alterações acidentais](#)

Resistente

- Intervalo de manutenção de 5 anos
- Pode ser limpa com água morna corrente

Portátil

- Leve e portátil, pode operar com qualquer orientação
- Duração da bateria de 24 horas a uma taxa de administração de 125 mL/h

Funções Avançadas

- Conexão a PDMS (Sistemas de Gerenciamento de Dados dos Pacientes)
- O modo intermitente fornece volumes específicos em intervalos especificados
- Trava de terapia para ajudar a [evitar alterações acidentais de terapia](#)
- Histórico de 30 dias do volume de administração

Informações para Pedido

Nome do Produto	Referência	Código Mundial	Qtd./Caixa
Bomba Compat Ella®	12272020	12367032	1



Conteúdo do Kit da Bomba Compat Ella®

- Bomba Compat Ella®
- Adaptador de corrente AC
- Grampo do poste
- Instruções de uso

Conjuntos de Administração Compat Ella®

- Equipos Via Simples
- Combiset 1,5 L
- Equipos Universal
- Equipos Via Dupla

Acessórios Compat Ella®

- Mochila
- Inserção para mochila/Suporte de mesa
- Cabo de conexão PDMS
- Cabo de conexão chamada de enfermeiro

Já conhece a Compat Ella®?

Bomba de Nutrição Enteral Portátil Compat Ella®

Características da Bomba

Precisão de administração: +/- 5%.

AAFF: Auto-Anti-Free-Flow (com base no conjunto de administração).

Teclado: Teclado ergonômico em forma de U com ícones fáceis de identificar.

Tela: Tela colorida para destacar o status da bomba.

Idiomas de operação: Inglês, francês, alemão, italiano, espanhol, holandês, sueco, dinamarquês, finlandês, norueguês, tcheco, eslovaco, português e polonês. Definível pelo usuário.

Modo contínuo: Administração de nutrição contínua. Com ou sem limite de volume total.

Fluxo: 1-600 mL/h com incrementos de 1 mL/h.

Limite de volume: 1-4000 mL com incrementos de 1 mL.

Alarmes: Ar no sistema, oclusão entrada/saída separada, porta aberta, sem cassete, fim da terapia, tempo de espera, bateria.

Volume essa terapia: Volume administrado na terapia de nutrição atualmente ativa. Reajustável pelo usuário.

Volume cumulativo: Volume total administrado desde que o parâmetro foi reajustado pelo usuário.

Histórico de volume de 30 dias: Volume total administrado em cada período de 24 horas durante os últimos 30 dias.

Configurações: Volume do alarme, intensidade da luz de fundo, tempo limite da luz de fundo, alarme no final da terapia (sim/não), bloqueio do teclado (on/off).

Preparação: Um toque automático (17 mL) ou manual.

Funções Avançadas

Modo intermitente: Administração de quantidades de bolo especificadas em mL, em intervalos pré-definidos. Bolo de 1-2000 mL. O intervalo pode ser definido de 15 minutos a 12 horas. Com ou sem limite de volume total.

Bloqueio modo intermitente: O modo intermitente não está disponível para o usuário.

Trava de terapia: Bloqueia todos os parâmetros da terapia nutricional atual para que o usuário não possa alterá-los.

Comunicação: PDMS ou Chamada de Enfermeiro.

Data: Data e hora ajustáveis pelo usuário.

Sistema de Gerenciamento dos Dados do Paciente (PDMS)

A Compat Ella® pode se conectar aos sistemas PDMS tipicamente utilizados em UTI, para permitir o rastreamento da administração de nutrição para pacientes

individuais de forma automatizada. A conexão física é feita através de um cabo serial personalizado. Drivers de software específicos estão disponíveis a pedido.

Garantia e Requisitos

Garantia: 2 anos.

Manutenção: Só requer manutenção a cada 5 anos.

Serviço de manutenção: A manutenção deve ser realizada somente por pessoal autorizado. Entre em contato com seu representante Compat® ou provedor de serviços aprovado Compat®.

Especificações da Bomba

Peso da bomba: 499 g.

Bateria: Li-Ion. Funciona 24 horas a 125 mL/h com água. Tempo de carregamento de 6 horas.

Dimensões da bomba: C:140 mm × L:140 mm × A:62 mm.

Embalagem: Embalagem individual em um pacote.

Armazenamento: Armazenar em temperatura ambiente. Manter afastada da luz solar e da umidade.

Classificação: Classe IIa.

Entrada mecânica e de fluidos: IP25.

Marca CE: Em conformidade com a Diretiva Europeia para Dispositivos Médicos 93/42/EEC. Foi emitida uma certificação CE por um Organismo Notificado credenciado: TÜV SÜD.

Fabricante legal: Axium MTech S.A., Allée de la Petite Prairie 4, CH-1260 Nyon, Suíça.

País de origem: Fabricada na Lituânia.

Compat Ella® Online

Sítio:

www.compat.com

Centro de Treinamento:

www.compatella.com

Para obter mais informações, entre em contato com seu representante da Compat® ou acesse www.compat.com
*Salvo indicação em contrário, todas as marcas registradas são utilizadas com permissão.
Esse documento não substitui as Instruções de Uso originais que devem ser lidas antes do uso.

AXI00012 REV.1, 5 DE DEZEMBRO DE 2022

Compat®