

Compat ella®

Bärbar Enteral Sondmatningspump

Compat Ella® Pump är en innovativ bärbar enteral sondmatningspump med ett unikt användarvänligt gränssnitt i färg, på flera språk.

Egenskaper i Korthet

- Program för kontinuerlig matning och intervallmatning från 1 ml till 4000 ml, med eller utan dosbegränsning
- Flödes hastigheter från 1 ml/h till 600 ml/h
- Flödes hastighet och matningsförlopp syns alltid i köräge

Lätt att Lära Sig, Lätt att Förstå

- Färgskärm med lättbegripliga symboler anger pumpstatus, batteriladdning och pumpläge
- Tydlig U-formad knappsats med intuitiv ikonbaserad märkning
- Textmeddelanden på skärmen som anger pumpstatus ger stöd vid programmering av nutritionsbehandling och underlättar problemlösning

Exakt och Säker

- Larm för ocklusion uppströms och nedströms, och larm för luft i slang
- +/- 5 % flödesnoggrannhet
- AAFF-teknik: Auto-Anti-Free-Flow för att **garantera patientsäkerheten**
- Separat matningshistorik för 1) aktuell nutritionsbehandling och 2) ackumulerad volym
- Knappsatslås för att undvika oavsiktliga ändringar

Robust

- 5-års serviceintervall
- Kan rengöras under rinnande varmt vatten

Mobil

- Låg vikt, bärbar och lägesoberoende
- 24-timmars batteritid vid en flödes hastighet på 125 ml/h

Avancerade Funktioner

- PDMS-anslutning (Patient Data Management Systems)
- Intervalläge tillför specificerade volymer i specificerade intervaller
- Behandlingslås för att undvika oavsiktliga ändringar i behandlingen
- 30-dagars volymhistorik

Beställningsinformation

Produktnamn	Referens	Global kod	Kvantitet/Förpackning
Compat Ella® Pump	12272020	12367032	1



Innehåll i Compat Ella® Pumpkit

- Compat Ella® Pump
- Nätadapter
- Stativklämma
- Bruksanvisning

Compat Ella® Aggregat

- Spike Set
- Combiset 1,5 L
- Universal Set
- Dual Spike Set

Compat Ella® Tillbehör

- Ryggsäck
- Ryggsäcksstöd/Bordsställ
- PDMS-Anslutningskabel
- Anslutningskabel Till Sköterskelarm

Har du Träffat Compat Ella®?

Compat Ella® Bärbar Sondmatningspump

Pumpegenskaper

Flödesnoggrannhet: +/- 5%.

AAFF: Auto-Anti-Free-Flow (integrerat i aggregatet).

Knappsats: Ergonomisk U-formad knappsats med ikoner som är lätta att förstå.

Skärm: Färgskärm som visar pumpstatus.

Användarspråk: Engelska, Franska, Tyska, Italienska, Spanska, Nederländska, Svenska, Danska, Finska, Norska, Tjeckiska, Slovakiska, Portugisiska och Polska. Kan definieras av användaren.

Kontinuerligt Läge: Kontinuerlig matning. Med eller utan begränsning av total volym.

Flödeshastighet: 1–600 ml/h i steg om 1 ml/h.

Volymbegränsning: 1–4 000 ml i steg om 1 ml.

Larm: Luft i slang, separat larm för ocklusion uppströms och nedströms, lucka öppen, ingen kassett, matning klar, time-out p.g.a. inaktivitet, batteri.

Volym för Behandlingen: Volym tillförd i den pågående aktuella sondmatningsbehandlingen. Kan återställas av användaren.

Ackumulerad Volym: Total volym tillförd sedan denna parameter återställdes av användaren.

30-Dagars Volymhistorik: Total volym tillförd för varje 24-timmarsperiod de senaste 30 dagarna.

Inställningar: Larmvolym, bakgrundsljusets intensitet, bakgrundsljus (ja/nej), larm vid behandlingens slut (ja/nej), knappsatslås (av/på).

Påfyllning: Automatisk med en enda knapptryckning (17 ml) eller manuell.

Avancerade Funktioner

Intervalläge: Tillför specificerad bolusmängd i ml, enligt förinställda intervaller. Bolus från 1–2 000 ml. Intervaller kan ställas in från 15 minuter till 12 timmar. Med eller utan begränsning av total volym.

Blockering av Intervalläge: Intervalläget är inte tillgängligt för användaren.

Behandlingslås: Låser alla parametrar för den aktuella nutritionssbehandlingen så att användaren inte kan ändra dem.

Kommunikation: PDMS eller sjuksköterskelarm.

Datum: Datum och tid som kan justeras av användaren.

Hanteringssystem för Patientdata

Compat Ella® kan kopplas till PDMS-system som vanligtvis används på IVA. Detta möjliggör automatisk uppföljning av sondmatning till enskilda patienter. Den fysiska anslutningen görs genom en specialanpassad seriekabel. Särskilda drivrutiner för mjukvara finns tillgängliga på begäran.

Garanti och Krav

Garanti: 2 år.

Service: Behöver endast förebyggande underhåll vart femte år.

Serviceombud: All service bör endast utföras av auktoriserad personal. Kontakta din Compat®-representant eller Compat® godkända serviceombud.

Pumpspecifikationer

Pumpvikt: 499 g.

Batteri: Li-jon. Räcker i 24 timmar vid flöde av vatten på 125 ml/h. 6 timmars laddningstid.

Pumpdimensioner: L: 140 mm × B: 140 mm × H: 62 mm.

Förpackning: Individuellt förpackade i en kartong.

Förvaring: Rumstemperatur. Skyddas från direkt solljus och fukt.

Klassificering: Klass IIa.

Kapslingsklass: IP25.

CE-märkning: Överensstämmer med direktiv 93/42/EEG om medicintekniska produkter. CE-certifiering har utfärdats av ett ackrediterat anmält organ: TÜV SÜD.

Juridisk Tillverkare: Axiom MTech S.A., Allée de la Petite Prairie 2, CH-1260 Nyon, Schweiz

Ursprungsland: Tillverkad i Litauen.

Compat Ella® Online

Webbplats:

www.compat.com

Utbildningscentrum:

www.compatella.com

För ytterligare information kontakta din Compat®-representant eller besök www.compat.com

*Alla varumärken används med tillstånd om inget annat anges.

Detta dokument ersätter inte bruksanvisningen som måste läsas före användning.

AXI00012 REV.1 15 DECEMBER 2022

Compat®