

Compat ella®

Compat Ella® Spike Set

Compat Ella® Spike Set är avsett för administrering av enteral näring, vätskor eller läkemedel och kan användas tillsammans med Compat Ella® sondmatningspump.

Egenskaper i Korthet

Compat Ella® Spike Set är utrustat med en ENPlus-näringskoppling, en ENFit®-kompatibel 3-vägs läkemedelsport och en ENFit® distal ände (sondkoppling på patientsidan).


Pålitlig Näringstillförsel: Compat Ella® Spike Set är utrustat med den patenterade säkerhetsfunktionen Auto-Anti-Free-Flow (AAFF). AAFF finns inbyggt i kassetten och aktiveras alltid automatiskt för att **garantera patientsäkerheten**.

Säkrare Kopplingar: Compat Ella® Spike Set är försett med ENFit®-kopplingar tillverkade enligt ISO 80369-3 och en ENPlus-koppling tillverkad enligt ISO 18250-3. ENFit®- och ENPlus-kopplingarna är utformade för att vara IV-inkompatibla för att **främja patientsäkerheten** genom att förhindra oavsiktliga felkopplingar.

Säkra Material: Compat Ella® Spike Set är **sterilt och fritt från DEHP, BPA och latex***.

Kompatibilitet:

- Näringsbehållare: ENPlus
- Enterala matningssonder: ENFit®
- Sprutor: ENFit®



Beställningsinformation

Produktnamn	Produktkod	Kvantitet/ Förpackning
Compat Ella® Spike Set	12298203	30

Har du Träffat Compat Ella®?

Compat[®]