

Compat[®] Adapter

Kit de transición con adaptadores Compat[®] para ENFit[®]

El Kit de transición con adaptadores Compat[®] para ENFit[®] está indicado para permitir la conexión de los sistemas de administración ENFit[®] con sondas y jeringas de nutrición preexistentes.

Características generales

El Kit de transición con adaptadores Compat[®] para ENFit[®] incluye un adaptador ENLock/Escalonado (adaptador A) y un adaptador Luer/Oral (adaptador B). Está diseñado para **permitir la compatibilidad entre los sistemas de administración ENFit[®] y la mayoría de sondas y jeringas de nutrición enteral.**

Materiales seguros para uso alimentario: El Kit de transición con adaptadores Compat[®] para ENFit[®] está libre de DEHP, BPA y látex*.

Compatibilidad:


Adaptador A: Adaptador ENLock/Escalonado

- Sistemas de administración: ENFit[®]
- Sondas de nutrición enteral: ENLock, en embudo**

Adaptador B: Adaptador Luer/Oral

- Jeringas: Luer, Oral, ENLock
- Sondas de nutrición enteral: ENFit[®]
- Puerto de medicación: ENFit[®]

Adaptador A:



Adaptador B:



Información de pedido

Descripción	Código	Unidad de venta
Kit de transición con adaptadores Compat [®] para ENFit [®]	12334450	10 unidades

El cuidado del paciente, nuestra prioridad.

Kit de transición con adaptadores Compat® para ENFit®

Adaptador A:

I

II



Adaptador B:

I

II



Componentes

Adaptador A:

- I Adaptador ENLock/Escalonado
- II Tapón extraíble

Adaptador B:

- I Adaptador Luer/Oral
- II Tapón extraíble

Especificaciones técnicas

Estéril:	Producto no estéril.
Embalaje:	Embalado individualmente en cajas de 10 unidades (11,5 x 9,5 x 9 cm).
Almacenaje:	Almacenar a temperatura ambiente. Mantener alejado del sol y la humedad.
Periodo de conservación:	3 años a partir de la fecha de producción. Fecha de caducidad impresa en el embalaje.
Duración de uso:	24 horas. Un solo uso.
Marca CE:	Cumple el Reglamento Europeo sobre los Productos Sanitarios 2017/745.
Clasificación:	Clase I.
Fabricante legal:	Cedic Srl, Via Liberazione 63/9, IT-20068 Peschiera Borromeo (MI), Italia.
Sostenibilidad:	El sistema de gestión ambiental cumple con la norma ISO 14001:2015.
Materiales:	Todos los materiales están libres de DEHP, BPA y látex*. Detalles adicionales bajo solicitud.
País de origen:	Fabricado en Italia.

*No se añaden DEHP y BPA intencionadamente durante el proceso de fabricación. Producto no fabricado con látex de caucho natural.

**Pueden existir ciertas incompatibilidades.

Este documento no sustituye a las Instrucciones de Uso originales, que deben leerse antes del uso.

Para obtener más información, consulte a su delegado Compat® o visite www.compat.com

*Salvo que se indique lo contrario, todas las marcas comerciales se utilizan con la debida autorización.

AXI01533 REV.0 5 DE NOVIEMBRE DE 2024

Compat®