

Compat[®] Adapter

Compat[®] Adapter ENFit[®] Övergångssats

Compat[®] Adapter ENFit[®] Övergångssats är avsedd att möjliggöra anslutning av ENFit[®]-administreringsset till äldre matningskatetrar och sprutor.

Kortfattad beskrivning

Compat[®] Adapter ENFit[®] Övergångssats innehåller en ENLock/Stegadapter (adapter A) och en Luer/Oraladapter (adapter B). Den är utformad för att möjliggöra kompatibilitet mellan ENFit[®]-administreringsset och de flesta enterala näringssonder och -sprutor.

Matsäkra material: Compat[®] Adapter ENFit[®] Set > US Övergångssats är DEHP-, BPA- och latexfrit*.

Kompatibilitet:


Adapter A: ENLock/Stegadapter

- Administreringsset: ENFit[®]
- Rör för enteral näringstillförsel: ENLock, tratt**

Adapter B: Luer/Oral adapter

- Sprutor: Luer, Oral, ENLock
- Rör för enteral näringstillförsel: ENFit[®]
- Läkemedelsport: ENFit[®]

Adapter A:



Adapter B:




Beställningsinformation

Produktnamn	Produktkod	Antal/Förpackning
Compat [®] Adapter ENFit [®] Övergångssats	12334450	10 st.


Patientvård. Vår prioritet.

Compat® Adapter ENFit® Övergångssats

Adapter A:



Adapter B:



Komponenter

Adapter A:

- I ENLock/Stegadapter
- II Avtagbart lock

Adapter B:

- I Luer/Oral adapter
- II Avtagbart lock

Specifikationer

Steril:	Icke-steril produkt.
Förpackning:	Individuellt förpackade i lådor om 10 stycken (11,5 x 9,5 x 9 cm).
Förvaring:	Förvaras i rumstemperatur. Förvaras skyddat mot solljus och fukt.
Hållbarhetstid:	3 år från tillverkningsdatumet. Utgångsdatum på förpackningen.
Användningstid:	24 timmar. För engångsbruk.
CE-märkning:	Överensstämmer med det europeiska förordningen om medicintekniska produkter 2017/745.
Klassificering:	Klass I.
Laglig tillverkare:	Cedic Srl, Via Liberazione 63/9, IT-20068 Peschiera Borromeo (MI), Italien.
Hållbarhet:	Miljöledningssystemet uppfyller kraven i ISO 14001:2015.
Material:	Alla material är DEHP-, BPA- och latexfria*. Extra detaljer på begäran.
Ursprungsland:	Tillverkad i Italien.

*DEHP och BPA har inte lagts till med avsikt under tillverkningsprocessen. Inte utformad med naturgummilatex.
**Vissa inkompatibiliteter kan förekomma.

Detta dokument ersätter inte den ursprungliga bruksanvisningen som måste läsas före användning.
Skaffa mer information genom att kontakta din Compat®-representant eller besök www.compat.com
*Alla varumärken används med tillstånd om inget annat anges.

AXI01533 REV.0 5 NOVEMBER 2024

Compat®