

Compat[®] Adapter

Compat[®] ENFit[®] Adapter für Sonden mit US Trichteranschluss

Der Compat[®] ENFit[®] Adapter für Sonden mit US Trichteranschluss dient zum Anschluss eines ENFit[®] Verabreichungssets an einen Trichteranschluss.

Merkmale auf einen Blick

Der Compat[®] ENFit[®] Adapter für Sonden mit US Trichteranschluss wird zwischen dem Verabreichungsset und der Ernährungssonde platziert.

Einfache Anwendung: Der Compat[®] ENFit[®] Adapter für Sonden mit US Trichteranschluss wurde entwickelt, um den Übergang zu ENFit[®] zu erleichtern, indem er die Kompatibilität zwischen ENFit[®] Verabreichungssets und Ernährungssonden mit herkömmlichen Trichteranschlüssen ermöglicht.

Sichere Anschlüsse: Der Compat[®] ENFit[®] Adapter für Sonden mit US Trichteranschluss enthält einen ENFit[®]-Anschluss, der gemäß ISO 80369-3 hergestellt wurde. ENFit[®] ist nicht für die intravenöse Verabreichung geeignet, um die Patientensicherheit durch Vermeidung versehentlicher Fehlan schlüsse zu erhöhen.

Sichere Materialien: Der Compat[®] ENFit[®] Adapter für Sonden mit US Trichteranschluss ist frei von DEHP, BPA und Latex*.

Kompatibilität:

- Verabreichungssets: ENFit[®]
- Enterale Ernährungssonden: Trichter**




Bestellinformationen

Produktname	Artikelnummer	Menge/Packung
Compat [®] ENFit [®] Adapter für Sonden mit US Trichteranschluss	12298016	30 Stk.

Patientenversorgung ist unsere Priorität.

Compat® ENFit® Adapter für Sonden mit US Trichteranschluss



Komponenten

A ENFit® Adapter für Sonden mit US Trichteranschluss

Spezifikationen

Sterilisation:	Nicht steriles Produkt.
Verpackung:	Verpackt in Blister zu je 5 Stück. 30 Stück pro Karton (11,5 × 9,5 × 9 cm).
Lagerung:	Bei Raumtemperatur lagern. Vor Sonnenlicht und Feuchtigkeit schützen.
Haltbarkeit:	3 Jahre ab Herstellungsdatum. Verfallsdatum auf der Verpackung.
Gebrauchsdauer:	24 Stunden. Einmalgebrauch.
ISO-Norm:	ENFit®-Anschluss gemäß ISO 80369-3.
CE-Kennzeichnung:	Entspricht der europäischen Verordnung 2017/745 über Medizinprodukte.
Klassifizierung:	Klasse I.
Legal-Hersteller:	Cedic S.r.l., Via Liberazione 63/9, IT-20068 Peschiera Borromeo (MI).
Nachhaltigkeit:	Das Umweltmanagementsystem entspricht der Norm ISO 14001.
Materialien:	Alle Materialien sind frei von DEHP, BPA und Latex*. Weitere Details auf Anfrage.
Ursprungsland:	Hergestellt in Italien.

*DEHP: Nicht absichtlich während des Herstellungsprozesses zugesetzt. BPA- und Naturkautschuklatex-frei.

**Einige Inkompatibilitäten sind möglich.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Compat®-Vertreter oder besuchen Sie www.compat.com.

* Soweit nicht anders angegeben, werden alle Markenzeichen mit Genehmigung verwendet.
Dieses Dokument ist kein Ersatz für die Original-Gebrauchsanweisung, die vor dem Gebrauch gelesen werden muss.

AXI01702 Rev0 5. NOVEMBER 2024

Compat®