

# Compat<sup>®</sup> Adapter

## Adaptador Compat<sup>®</sup> Sistema de Administración ENFit<sup>®</sup> > Sondas Tipo Embudo (EE. UU.)

El adaptador Compat<sup>®</sup> sistema de administración ENFit<sup>®</sup> > sondas tipo embudo (EE. UU.) está indicado para conectar un sistema de administración ENFit<sup>®</sup> con una sonda tipo embudo.

### Características Generales

El adaptador Compat<sup>®</sup> sistema de administración ENFit<sup>®</sup> > sondas tipo embudo (EE. UU.) se coloca entre el sistema de administración y la sonda de nutrición.

**Uso Sencillo:** El adaptador Compat<sup>®</sup> sistema de administración ENFit<sup>®</sup> > sondas tipo embudo (EE. UU.) está diseñado para **facilitar la transición a ENFit<sup>®</sup>** permitiendo la compatibilidad entre los sistemas de administración ENFit<sup>®</sup> y las sondas de nutrición con conectores cónicos preexistentes.

**Conectores más Seguros:** El adaptador Compat<sup>®</sup> sistema de administración ENFit<sup>®</sup> > sondas tipo embudo (EE. UU.) incluye un conector ENFit<sup>®</sup> fabricado de conformidad con la norma ISO 80369-3. ENFit<sup>®</sup> está diseñado para ser incompatible con la administración IV con el objetivo de **incrementar la seguridad del paciente**, ya que ayuda a evitar errores de conexión accidentales.

**Materiales Seguros:** El adaptador Compat<sup>®</sup> sistema de administración ENFit<sup>®</sup> > sondas tipo embudo (EE. UU.) está **libre de DEHP, BPA y látex\***.

**Compatibilidad:**

- Sistemas de administración: ENFit<sup>®</sup>
- Sondas de nutrición enteral: Tipo embudo\*\*




### Información de Pedido

Descripción	Código	Unidad de venta
Adaptador Compat <sup>®</sup> Sistema de Administración ENFit <sup>®</sup> > Sondas Tipo Embudo (EE. UU.)	12298016	30 unidades

*El Cuidado del Paciente. Nuestra Prioridad.*

# Adaptador Compat® Sistema de Administración ENFit® > Sondas Tipo Embudo (EE. UU.)



## Componentes

A Adaptador ENFit® > sondas tipo embudo (EE. UU.)

## Especificaciones Técnicas

<b>Esterilización:</b>	Producto no estéril.
<b>Embalaje:</b>	Envasado en blísteres de 5 unidades. 30 unidades por caja (11,5 × 9,5 × 9 cm).
<b>Almacenaje:</b>	Almacenar a temperatura ambiente. Mantener alejado del sol y la humedad.
<b>Periodo de conservación:</b>	3 años a partir de la fecha de producción. Fecha de caducidad impresa en el embalaje.
<b>Duración de uso:</b>	24 horas. Un solo uso.
<b>Norma ISO:</b>	Conector ENFit® fabricado de conformidad con la norma ISO 80369-3.
<b>Marca CE:</b>	Cumple el Reglamento Europeo sobre los Productos Sanitarios 2017/745.
<b>Clasificación:</b>	Clase I.
<b>Fabricante legal:</b>	Cedic Srl, Via Liberazione 63/9, IT-20068 Peschiera Borromeo (MI), Italia.
<b>Sostenibilidad:</b>	El sistema de gestión ambiental cumple con la norma ISO 14001.
<b>Materiales:</b>	Todos los materiales están libres de DEHP, BPA y látex*. Detalles adicionales bajo solicitud.
<b>País de origen:</b>	Fabricado en Italia.

\*DEHP: no añadido intencionadamente durante el proceso de fabricación. No contiene BPA ni goma natural (látex).

\*\*Pueden existir ciertas incompatibilidades.

Para obtener más información, consulte a su delegado Compat® o visite [www.compat.com](http://www.compat.com)

\*Salvo que se indique lo contrario, todas las marcas comerciales se utilizan con la debida autorización.  
Este documento no sustituye a las Instrucciones de Uso originales, que deben leerse antes del uso.

AXI01702 Rev0 14 DE NOVIEMBRE DE 2024

# Compat®