

Compat[®] Adapter

Adattatore Compat[®] Set di Somministrazione ENFit[®] > Sonde con Connettore a Imbuto (US)

L'adattatore Compat[®] set di somministrazione ENFit[®] > sonde con connettore a imbuto (US) è destinato al collegamento di un set di somministrazione ENFit[®] a una sonda con connettore a imbuto.

Panoramica delle Caratteristiche

L'adattatore Compat[®] set di somministrazione ENFit[®] > sonde con connettore a imbuto (US) si posiziona tra il set di somministrazione e la sonda per nutrizione.

Facilità di Utilizzo: l'adattatore Compat[®] set di somministrazione ENFit[®] > sonde con connettore a imbuto (US) è progettato per **semplificare la transizione allo standard ENFit[®]** favorendo la compatibilità tra i set di somministrazione ENFit[®] e le sonde per nutrizione con connettore a imbuto di vecchio tipo.

Connettori più Sicuri: l'adattatore Compat[®] set di somministrazione ENFit[®] > sonde con connettore a imbuto (US) comprende un connettore ENFit[®] realizzato in conformità allo standard ISO 80369-3. I connettori ENFit[®] sono studiati per non essere compatibili con i set per infusione endovenosa al fine di **tutelare la sicurezza del paziente** aiutando a evitare involontari collegamenti sbagliati.

Materiali Sicuri: l'adattatore Compat[®] set di somministrazione ENFit[®] > sonde con connettore a imbuto (US) è **privo di DEHP, BPA e lattice***.

Compatibilità:

- Set di somministrazione: ENFit[®]
- Sonde per nutrizione enterale: con connettore a imbuto**




Informazioni per Gli Ordini

Nome Prodotto	Codice Prodotto	N. Pezzi/Conf.
Adattatore Compat [®] Set di Somministrazione ENFit [®] > Sonde con Connettore a Imbuto (US)	12298016	30 pezzi

La Cura del Paziente. La Nostra Priorità.

Adattatore Compat® Set di Somministrazione ENFit® > Sonde con Connettore a Imbuto (US)



Componenti

- A** Adattatore per collegare set di somministrazione ENFit® a sonde con connettore a imbuto (US)

Specifiche

Sterilizzazione:	Prodotto non sterile.
Confezionamento:	Confezionato in blister da 5 pezzi. 30 pezzi per confezione (11,5 × 9,5 × 9 cm).
Conservazione:	Conservare a temperatura ambiente. Tenere al riparo dalla luce solare e dall'umidità.
Durata:	3 anni dalla data di produzione. Data di scadenza indicata sulla confezione.
Durata di impiego:	24 ore. Monouso.
Standard ISO:	Connettore ENFit® conforme allo standard ISO 80369-3.
Marchio CE:	Conforme al Regolamento europeo 2017/745 relativo ai dispositivi medici (MDR).
Classificazione:	Classe I.
Fabbricante legale:	Cedic Srl, Via Liberazione 63/9, IT-20068 Peschiera Borromeo (MI).
Sostenibilità:	Sistema di gestione ambientale conforme allo standard ISO 14001.
Materiali:	Tutti i materiali utilizzati sono privi di DEHP, BPA e lattice*. Ulteriori dettagli disponibili su richiesta.
Paese di origine:	Prodotto in Italia.

* DEHP: non intenzionalmente aggiunto durante il processo di produzione. Non formulato con BPA o lattice di gomma naturale.

** Non sono escluse alcune incompatibilità.

Per richiedere maggiori informazioni, contattare il rappresentante Compat® di fiducia o visitare il sito www.compat.com

® Se non diversamente specificato, tutti i marchi commerciali sono stati utilizzati previa autorizzazione. Questo documento non sostituisce le Istruzioni per l'uso originali, che devono essere lette prima dell'uso.

AXI01702 Rev0 14 NOVEMBRE 2024