

Compat[®] Adapter

Compat[®] Adapter ENFit[®] Set > US Trattrör

Compat[®] Adapter ENFit[®] Set > US Trattrör är avsedd för att ansluta ett ENFit[®] administreringsset till ett trattrör.

Kortfattad beskrivning

Compat[®] Adapter ENFit[®] Set > US Trattrör placeras mellan administreringssetet och matningskatetern.

Lätt att använda: The Compat[®] Adapter ENFit[®] Set > US Trattrör är utformat för att underlätta övergången till ENFit[®] genom att möjliggöra kompatibilitet mellan ENFit[®] administreringsset och matningskatetrar med äldre trattportar.

Säkrare anslutningar: Compat[®] Adapter ENFit[®] Set > US Trattrör innehåller en ENFit[®]-koppling tillverkad enligt ISO 80369-3. ENFit[®] är utformat för att vara IV-inkompatibel för att främja patientsäkerheten genom att hjälpa till med att undvika oavsiktliga felkopplingar.

Säkra material: Compat[®] Adapter ENFit[®] Set > US Trattrör är DEHP-, BPA- och latexfritt*.

Kompatibilitet:

- Administreringsset: ENFit[®]
- Rör för enteral näringstillförsel: Tratt**




Beställningsinformation

Produktnamn	Produktkod	Antal/Förpackning
Compat [®] Adapter ENFit [®] Set > US Trattrör	12298016	30 st.

Patientvård. Vår prioritet.

Compat® Adapter ENFit® Set > US Trattrör



Komponenter

A Adapter ENFit® Set > US Trattrör

Specifikationer

Sterilisering:	Icke-steril produkt.
Förpackning:	Förpackade i blister om 5 st. 30 stycken per låda (11,5 × 9,5 × 9 cm).
Förvaring:	Förvaras i rumstemperatur. Förvaras skyddat mot solljus och fukt.
Hållbarhetstid:	3 år från tillverkningsdatumet. Utgångsdatum på förpackningen.
Användningstid:	24 timmar. För engångsbruk.
ISO-standard:	ENFit®-koppling tillverkad enligt ISO 80369-3.
CE-märkning:	Överensstämmer med det europeiska förordningen om medicintekniska produkter 2017/745.
Klassificering:	Klass I.
Laglig tillverkare:	Cedic Srl, Via Liberazione 63/9, IT-20068 Peschiera Borromeo (MI), Italien.
Hållbarhet:	Miljöledningssystemet uppfyller kraven i ISO 14001.
Material:	Alla material är DEHP-, BPA- och latexfria*. Extra detaljer på begäran.
Ursprungsland:	Tillverkad i Italien.

*DEHP: Har inte lagts till med avsikt under tillverkningsprocessen. Ej utformad med BPA eller naturgummilatex.

**Vissa inkompatibiliteter kan förekomma.

Skaffa mer information genom att kontakta din Compat®-representant eller besök www.compat.com

*Alla varumärken används med tillstånd om inget annat anges.

Detta dokument ersätter inte den ursprungliga bruksanvisningen som måste läsas före användning.

AXI01702 Rev0 5 NOVEMBER 2024

Compat®