

Compat[®] Adapter

Compat[®] Adapter abgestuftes Set > ENFit[®]-Sonde

Der Compat[®] Adapter abgestuftes Set > ENFit[®]-Sonde dient zum Anschluss einer ENFit[®]-Ernährungs-sonde an ein abgestuftes Verabreichungsset, eine Spritze mit großer Katheterspitze oder ein gastrales Drainage-/Absauggerät.

Merkmale auf einen Blick

Der Compat[®] Adapter abgestuftes Set > ENFit[®]-Sonde wird zwischen der Ernährungs-sonde und dem Verabreichungsset, der Spritze oder dem gastralen Drainage-/Absauggerät platziert.


Einfache Anwendung: Der Compat[®] Adapter abgestuftes Set > ENFit[®]-Sonde wurde entwickelt, um **den Übergang zu ENFit[®] zu erleichtern**, indem er die Kompatibilität zwischen ENFit[®]-Ernährungs-sonden und den meisten Verabreichungssets mit abgestuftem distalen Ende ermöglicht. Er ist auch mit den meisten Drainage- oder Absaugsystemen kompatibel, um **die Verwaltung des Magenrestvolumens zu erleichtern**.

Sichere Anschlüsse: Der Compat[®] Adapter abgestuftes Set > ENFit[®]-Sonde enthält einen ENFit[®]-Anschluss, der gemäß ISO 80369-3 hergestellt wurde. ENFit[®] ist so konzipiert, dass es nicht mit intravenösen Systemen kompatibel ist, um **die Patientensicherheit zu erhöhen** und versehentliche Fehlan schlüsse zu verhindern.

Sichere Materialien: Der Compat[®] Adapter abgestuftes Set > ENFit[®]-Sonde ist frei von **DEHP, BPA und Latex***.

Kompatibilität:

- Enterale Ernährungs-sonden: ENFit[®]
- Verabreichungssets: Abgestuft, ENLock
- Spritzen: Große Katheterspitze, ENLock
- Drainage-/Absauggerät: Trichter**




Bestellinformationen

Produktname	Artikelnummer	Menge/Packung
Compat [®] Adapter abgestuftes Set > ENFit [®] -Sonde	12319560	30 Stk.

Patientenversorgung ist unsere Priorität.

Compat® Adapter abgestuftes Set > ENFit®-Sonde



Komponenten

A Adapter abgestuftes Set mit Kappe

Spezifikationen

Sterilisation:	Nicht steriles Produkt.
Verpackung:	Einzel verpackt in Kartons zu je 30 Stück (19 × 19 × 10 cm).
Lagerung:	Bei Raumtemperatur lagern. Vor Sonnenlicht und Feuchtigkeit schützen.
Haltbarkeit:	3 Jahre ab Herstellungsdatum. Verfallsdatum auf der Verpackung.
Gebrauchsdauer:	24 Stunden. Einmalgebrauch.
ISO-Norm:	ENFit®-Anschluss gemäß ISO 80369-3.
CE-Kennzeichnung:	Entspricht der europäischen Verordnung 2017/745 über Medizinprodukte.
Klassifizierung:	Klasse I.
Legal-Hersteller:	Cedic S.r.l., Via Liberazione 63/9, IT-20068 Peschiera Borromeo (MI).
Nachhaltigkeit:	Das Umweltmanagementsystem entspricht der Norm ISO 14001:2015.
Materialien:	Alle Materialien sind frei von DEHP, BPA und Latex*. Weitere Details auf Anfrage.
Ursprungsland:	Hergestellt in Italien.

*DEHP: Nicht absichtlich während des Herstellungsprozesses zugesetzt. BPA- und Naturkautschuklatex-frei.

**Einige Inkompatibilitäten sind möglich.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Compat®-Vertreter oder besuchen Sie www.compat.com.

*Soweit nicht anders angegeben, werden alle Markenzeichen mit Genehmigung verwendet.
Dieses Dokument ist kein Ersatz für die Original-Gebrauchsanweisung, die vor dem Gebrauch gelesen werden muss.

AXI01534 Rev0 15. Januar 2026

Compat®