

Compat[®] Adapter

Adaptador Compat[®] Conjunto Escalonado > Sonda ENFit[®]

O Adaptador Compat[®] Conjunto Escalonado > Sonda ENFit[®] é destinado a conectar uma sonda de alimentação ENFit[®] com um conjunto de administração com extremidade distal escalonada, uma seringa com ponta de cateter grande ou um dispositivo de aspiração/drenagem gástrica.

Características Principais

O Adaptador Compat[®] Conjunto Escalonado > Sonda ENFit[®] é posicionado entre a sonda de alimentação e o conjunto de administração, a seringa ou o dispositivo de aspiração/drenagem gástrica.


Facilidade de Uso: O Adaptador Compat[®] Conjunto Escalonado > Sonda ENFit[®] é projetado para **facilitar a transição para ENFit[®]** permitindo a compatibilidade entre as sondas de alimentação ENFit[®] e a maioria dos conjuntos de administração equipados com uma extremidade distal escalonada. Também é compatível com a maioria dos sistemas de drenagem ou aspiração **para facilitar a gestão do volume residual gástrico**.

Conectores mais Seguros: O Adaptador Compat[®] Conjunto Escalonado > Sonda ENFit[®] inclui um conector ENFit[®] fabricado de acordo com a norma ISO 80369-3. ENFit[®] é projetado para ser incompatível com IV para ajudar a **promover a segurança do paciente** e evitar conexões indevidas acidentais.

Materiais Seguros: O Adaptador Compat[®] Conjunto Escalonado > Sonda ENFit[®] é **isento de DEHP, BPA e Látex***.

Compatibilidade:

- Sondagens de alimentação enteral: ENFit[®]
- Conjuntos de administração: com extremidade distal escalonada, ENLock
- Seringas: ponta de cateter grande, ENLock
- Dispositivos de drenagem/aspiração: com conector cônico**




Informações para Pedido

Nome do Produto	Código do Produto	Qtd./Caixa
Adaptador Compat [®] Conjunto Escalonado > Sonda ENFit [®]	12319560	30 itens

Cuidados com o Paciente. Nossa Prioridade.

Adaptador Compat® Conjunto Escalonado > Sonda ENFit®



Componentes

A Adaptador Conjunto Escalonado com tampa

Especificações

Esterilização:	Produto não estéril.
Embalagem:	Embalado individualmente em caixas de 30 itens (19 × 19 × 10 cm).
Armazenamento:	Armazenar em temperatura ambiente. Manter afastado da luz solar e da umidade.
Prazo de validade:	3 anos a partir da data de produção. Data de validade indicada na embalagem.
Duração de utilização:	24 horas. Para uso único.
Norma ISO:	Conector ENFit® fabricado de acordo com a norma ISO 80369-3.
Marca CE:	Em conformidade com o Regulamento Europeu de Dispositivos Médicos 2017/745.
Classificação:	Classe I.
Fabricante legal:	Cedic Srl, Via Liberazione 63/9, IT-20068 Peschiera Borromeo (MI), Itália.
Sustentabilidade:	Sistema de gestão ambiental em conformidade com a norma ISO 14001:2015.
Materiais:	Todos os materiais são isentos de DEHP, BPA e látex*. Informações adicionais a pedido.
País de origem:	Fabricado na Itália.

*DEHP: Não adicionado intencionalmente durante o processo de fabrico. Não formulado com BPA ou látex de borracha natural.

**Podem existir algumas incompatibilidades.

Para obter mais informações, entre em contato com seu representante da Compat® ou acesse www.compat.com

*Salvo indicação em contrário, todas as marcas registradas são utilizadas com permissão.
Esse documento não substitui as Instruções de Uso originais que devem ser lidas antes do uso.

AXI01534 Rev0 28 DE NOVEMBRO DE 2022

Compat®