

# Compat<sup>®</sup> Buddy

## Mätanordning för Stomier

Compat<sup>®</sup> Buddy mätanordning för stomier är utformad för att fastställa djupet hos en väletablerad gastrostomikanal för att hjälpa till med valet av rätt längd för Compat<sup>®</sup> Buddy gastrostomiknapp.


### Kortfattad Beskrivning

Compat<sup>®</sup> Buddy mätanordning för stomier har ett rörformat skaft med graderad skala, en justerbar platta i silikon och en silikonballong för att mäta stomins längd.

**Patientkomfort:** Compat<sup>®</sup> Buddy mätanordning för stomier gör det möjligt att välja rätt längd för Compat<sup>®</sup> Buddy gastrostomiknapp för att **hjälpa till med att förhindra läckage från magen och hudirritation.**

**Säkra Material:** Compat<sup>®</sup> Buddy mätanordning för stomier är steril och är fri från DEHP, BPA och latex\*.

**Ett Sortiment som Täcker de Flesta Behov:** Compat<sup>®</sup> Buddy mätanordning för stomier hör till ett komplett sortiment med gastrostomiknappar och tillbehör utformade för att uppfylla de flesta kliniska behov av enteral näringstillförsel på lång sikt.



### Beställningsinformation

| Produktnamn                                        | Produktkod | Antal/Förpackning |
|----------------------------------------------------|------------|-------------------|
| Compat <sup>®</sup> Buddy Mätanordning för Stomier | 12461149   | 2                 |

*Patientvård. Vår prioritet.*

# Mätanordning för Stomier



## Komponenter

- A Ballongventil med Luer-koppling
- B Funnel-koppling med förslutningslock
- C Justerbar platta i silikon
- D 12FR sondskafth med graderad skala varje centimeter och markörer varje 0,25 cm
- E 5 ml silikonballong

## Specifikationer

- Steril:** Steriliserade med Etylenoxid (EO).
- Förpackning:** 2 st. individuellt förpackade i en förpackning.
- Förvaring:** Förvara i originalförpackningen vid rumstemperatur och i en torr miljö. Undvik direkt solljus och värmestrålning.
- Hållbarhetstid:** 3 år från tillverkningsdatumet. Utgångsdatum på förpackningen.
- Användningstid:** För engångsbruk.
- Storlek:** 12FR 5 ml.
- CE-märkning:** Överensstämmer med det europeiska direktivet om medicintekniska produkter 93/42/EEG. En CE-certifiering har utfärdats av ett ackrediterat anmält organ: TÜV SÜD (CE0123).
- Klassificering:** Klass I (steril).
- Laglig tillverkare:** Degania Silicone Ltd.
- Material:** Silikon. Alla material är fria från DEHP, BPA och latex\*. Extra detaljer på begäran.

\*DEHP och BPA har inte lagts till med avsikt under tillverkningsprocessen. Inte utformad med naturgummilates.

Skaffa mer information genom att kontakta din Compat®-representant eller besök [www.compat.com](http://www.compat.com)

\*Alla varumärken används med tillstånd om inget annat anges.

AXI00333 REV. 0 23 JANUARI 2024

# Compat®