



# Compat ella®

## Sac à Dos Compat Ella®

Le sac à dos Compat Ella® est conçu pour être utilisé avec la pompe de nutrition entérale Compat Ella® ainsi qu'avec le statif de table/accessoire pour sac à dos Compat Ella®. Il convient aux adultes et aux enfants.

### Aperçu des Caractéristiques

#### Une Conception Intelligente :


- Un grand compartiment à fermeture éclair permet de **mettre et de sortir facilement** la pompe Compat Ella®, la tubulure et le contenant de nutrition sans les débrancher.
- Conçu pour être utilisé avec le statif de table/accessoire pour sac à dos Compat Ella® pour un **confort ultime**.
- Ouverture sur le côté droite et gauche pour le passage de la tubulure.
- Rembourrage dans le dos pour le **confort du patient** et sangles au niveau de la poitrine et des hanches pour **plus de stabilité**.

#### Polyvalent :

- Compatible avec la plupart des contenants de nutrition jusqu'à 1000 ml.
- Ouverture frontale avec fermeture éclair pour un **accès facile** afin de contrôler ou de programmer la pompe Compat Ella®.
- Grâce à ses nombreux réglages possibles, il convient aux **enfants et aux adultes**.
- Sangle amovible pour utilisation avec un fauteuil roulant ou en bandoulière.

#### Robuste et Moderne :

- Matériaux et fermetures éclair de haute qualité et tissu imperméable pour protéger la pompe Compat Ella® lors des déplacements.
- Lavable en machine à 30°C.
- En noir et gris avec design discret, moderne et compact.




### Informations de Commande

Description	Numéro d'Article	Unité de Vente/Carton
Compat Ella® Sac à Dos	12277736	1

Connaissez-vous Compat Ella® ?

# Sac à Dos Compat Ella®



## Composants

- A Compartiment principal avec deux fermetures éclair
- B Tissu en nylon Ripstop 420D, avec revêtement imperméable
- C Ouverture frontale pour un accès rapide à la pompe
- D Compartiment avec fermeture éclair pour les accessoires
- E Sangle élastique pour sécuriser les petits accessoires
- F Sangle amovible pour fauteuil roulant/utilisation en bandoulière
- G Poignée externe pour suspendre le sac à dos
- H Rembourrage 3D pour le confort du patient
- I Sangles ajustables pour les épaules
- J Sangles ajustables au niveau de la poitrine et des hanches
- K Ouvertures latérales avec fermeture éclair pour permettre le passage de la tubulure à gauche ou à droite
- L Compartiments latéraux pour les petits accessoires
- M Système de suspension pour la nutrition

## Spécifications

- Emballage :** Emballé individuellement en carton de 1 pièce (40 × 24 × 4,5 cm).
- Marquage CE :** Conforme au règlement européen 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux.
- Classification:** Classe I.
- Fabricant légal :** Axiom MTech S.A., Allée de la Petite Prairie 4, CH-1260 Nyon, Suisse.
- Nettoyage :** Lavage en machine à 30 °C. Ne pas repasser. Ne pas utiliser de javel. Ne pas mettre au sèche-linge.
- Matériaux :** Tissu nylon Ripstop 420D.
- Pays d'origine :** Fabriqué en Chine.

Pour plus d'informations, veuillez contacter votre délégué médical Compat® ou visitez [www.compat.com](http://www.compat.com)  
\*Sauf mention contraire, toutes les marques sont utilisées avec permission.  
Ce document ne remplace pas la notice d'utilisation qui doit être lue avant emploi.

AXI00013 RÉV.3 05 DÉCEMBRE 2022

# Compat®