

Compat ella®

Inserto per Zaino/Supporto da Tavolo Compat Ella®

L'inserto per zaino/supporto da tavolo Compat Ella® è un comodo supporto per pompa e sostanze nutritive dalla duplice funzione, progettato per accompagnare lo zaino Compat Ella® rendendo semplice ogni spostamento o da utilizzare come supporto autonomo per comodino.

● *Panoramica delle Caratteristiche*

Pratica Duplice Funzione:


- Supporto per tavolo: piccolo, portatile, **pratico e discreto**.
- Inserto per zaino: può essere inserito facilmente nello zaino Compat Ella® senza dover scollegare il set, **ideale per l'uso negli spostamenti**.
- Il supporto per la nutrizione e le cinghie regolabili lo rendono compatibile con la maggior parte dei contenitori per sostanze nutritive per sonde con una capacità fino a 1500 ml.
- Più facile da spostare rispetto a un'asta per infusione endovenosa tradizionale.

Progettazione Intelligente:

- **Facile accesso a tutte le funzioni della pompa** anche quando è installata.
- La pompa rimane collegata all'alimentazione CA.
- Protegge e mantiene la pompa Compat Ella® saldamente in posizione.
- **Pratica gestione dei tubi** grazie alle guide incassate.
- 4 piedini in gomma **per migliorare la stabilità** e ridurre le vibrazioni.

Robusto e Moderno:

- Realizzato in **policarbonato durevole**.
- Finitura bianca **discreta**, dal design arrotondato e curvo.




● *Informazioni per gli Ordini*

Nome Prodotto	Codice Prodotto	N. pezzi/conf.
Inserto per Zaino/Supporto da Tavolo Compat Ella®	12277737	1

Conosci Compat Ella®?

Inserto per Zaino/Supporto da Tavolo Compat Ella®



Componenti

- A Scomparto per la pompa
- B Scomparto per la nutrizione
- C Scomparto portaoggetti per l'adattatore CA (quando non collegata all'alimentazione CA)
- D Asta in acciaio inossidabile unica, rimovibile e regolabile
- E Cinghia per contenitore di sostanze nutritive rimovibile e regolabile
- F Gestione pratica dei tubi con guide incassate
- G Struttura a incasso per il collegamento tra la pompa e l'adattatore CA
- H Piedini in gomma

Specifiche

- Confezionamento:** Confezionato singolarmente in scatole da un pezzo (17,5 × 30 × 17,5 cm).
- Conservazione:** Tenere al riparo dalla luce solare.
- Marchio CE:** Conforme al Regolamento Europeo 2017/745 concernente i dispositivi medici.
- Classificazione:** Classe I.
- Fabbricante legale:** Axiom MTech S.A., Allée de la Petite Prairie 4, CH-1260 Nyon, Svizzera.
- Pulizia:** Lavare a mano.
- Materiali:** Inserto in policarbonato. Asta in acciaio inossidabile. Cinghia in polipropilene.
- Paese di origine:** Prodotto in Cina.

Per richiedere maggiori informazioni, contattare il rappresentante Compat® di fiducia o visitare il sito www.compat.com
*Se non diversamente specificato, tutti i marchi commerciali sono stati utilizzati previa autorizzazione.
Questo documento non sostituisce le Istruzioni per l'uso originali che devono essere lette prima dell'uso.

AXI00014 REV.2 05 DICEMBRE 2022

Compat®