

Compat ella®

Compat Ella® Insats för Ryggsäck/Bordsställ

Compat Ella® Insats för ryggsäck/Bordsställ är ett smidigt stöd för både pump och näringsbehållare, avsedd för Compat Ella® Ryggsäck. För enkel användning i vardagslivet, eller som ett bordsställ bredvid sängen.

Egenskaper i Korthet

Kan Användas på Två Sätt:


- Bordsställ bredvid sängen: Litet, bärbart, **smidigt och med låg profil**.
- Insats för ryggsäck: Är lätt att föra över till Compat Ella® ryggsäck utan att aggregatet kopplas ur, **för rörlig användning**.
- Den förlängningsbara flaskhållaren och de justerbara remmarna gör att den passar till de flesta behållare för sondnäring, upp till 1500 ml.
- Lättare att flytta runt än en traditionell droppställning.

Smart Design:

- **Alla pumpens funktioner är lätta att komma åt** efter att den installerats.
- Pumpen förblir kopplingsbar till nätström.
- Skyddar och håller fast Compat Ella® Pump.
- **"Vikningsskyddande" sondhantering** tack vare inbyggda sonderskenor.
- Fyra gummitassar **ger bättre stabilitet** och reducerar vibrationer.

Robust och Modern:

- Tillverkad av **hållbar polykarbonat**.
- **Diskret** vit finish med rundad, svängd design.




Beställningsinformation

Produktnamn	Produktkod	Kvantitet/ Förpackning
Compat Ella® Insats för Ryggsäck/Bordsställ	12277737	1

Har du Träffat Compat Ella®?

Compat Ella® Insats för Ryggsäck/Bordsställ



Komponenter

- A Fack för pump
- B Fack för sondnäring
- C Förvaringsfack för nätadapter (när den inte är kopplad till nätström)
- D Unik avtagbar och justerbar stång i rostfritt stål
- E Avtagbar och justerbar rem till näringsbehållaren
- F "Vikningsskyddande" slanhäntering tack vare inbyggda slangskenor
- G Infälld design för pumpens nätadapter
- H Gummitassar

Specifikationer

- Förpackning:** Individuellt förpackad i kartong med 1 styck (17,5 x 30 x 17,5 cm).
- Förvaring:** Skyddas från direkt solljus.
- CE-märkning:** Överensstämmer med direktiv 93/42/EEG om medicintekniska produkter.
- Klassificering:** Klass I.
- Juridisk tillverkare:** Axiom MTECH S.A., Allée de la Petite Prairie 2, CH-1260 Nyon, Schweiz.
- Rengöring:** Handtvätt.
- Material:** Inlägg: Polykarbonat. Stång: Rostfritt stål. Rem: Polypropylen.
- Ursprungsland:** Tillverkad i Kina.

Detta dokument ersätter inte bruksanvisningen som måste läsas före användning.
För ytterligare information kontakta din Compat®-representant eller besök www.compat.com

*Alla varumärken används med tillstånd, om inte annat anges.

AXI00014 REV.0 09 APRIL 2025

Compat®