

Compat® ENject

Enterala sprutor med ENFit®-koppling

De enterala sprutorna Compat® ENject med ENFit®-koppling indikeras för användning med den medicintekniska produkten ENFit® för enteral åtkomst.

Kortfattad beskrivning

Compat® ENject har en genomskinlig stomme med graderade markeringar, en lila kolv, en ENFit®-koppling och en hätta.

Fördelar: Compat® ENject finns tillgängliga i 8 storlekar, från 1 ml till 100 ml. Sprutorna Low Dose Tip (LDT) finns tillgängliga i storlekarna 1 ml, 2,5-3 ml och 5 ml. **Kolven glider lätt i sprutans cylinder** och sprutan har en **smal cylinder för enkel hantering**. **Hättan** gör det möjligt för användare att **förbereda sondmatning eller läkemedel** och **förhindrar läckage**.


Patientsäkerhet: Sprutorna Compat® ENject har volymmarkeringar som är lättlästa för att **underlätta exakt tillförsel av vätskor**. Sprutorna LDT har en omvänd ENFit®-koppling med låg dödvolum för att **hjälpa till med att säkerställa noggrann dosering** vid tillförsel av små läkemedelsvolym. Alla Compat® ENject har ENFit®-kopplingar för att vara IV-inkompatibla i syfte att **främja patientsäkerheten** och undvika oavsiktliga felkopplingar.

Säkra material: Compat® ENject är sterila och fria från DEHP, BPA och latex¹.

Kompatibilitet:

Enterala matningsslangar: ENFit®

Portar för administration av läkemedel: ENFit®




Beställningsinformation

Produktnamn	Produktreferens	Enheter per förpackning
Enteral spruta Compat® ENject 1 ml, Low Dose Tip	P00103	100
Enteral spruta Compat® ENject 2,5-3 ml, Low Dose Tip	P00104	100
Enteral spruta Compat® ENject 5 ml, Low Dose Tip	P00105	100
Enteral spruta Compat® ENject 10 ml	P00106	100
Enteral spruta Compat® ENject 20 ml	P00107	50
Enteral spruta Compat® ENject 30 ml	P00198	50
Enteral spruta Compat® ENject 50-60 ml	P00108	30
Enteral spruta Compat® ENject 100 ml	P00199	30

Patientvård. Vår prioritet.

Enterala sprutor med ENFit®-koppling



Komponenter

- A Genomskinlig cylinder med graderingar
- B Lila kolv
- C Sprutor 1 ml – 30 ml, 100 ml: centrisk ENFit®-koppling
- D Sprutor 50-60 ml: excentrisk ENFit®-koppling
- E ENFit®-hätta

Specifikationer

- Sterilitet:** Steriliserade med Etylenoxid (EO).
- Förpackning:** Individuellt förpackade i lådor om 30 till 100 st.
- Förvaring:** Förvaras torrt i rumstemperatur och på avstånd från solljus.
- Hållbarhetstid:** 5 år från tillverkningsdatumet. Utgångsdatum på förpackningen.
- Användningstid:** För engångsbruk.
- Tillgängliga storlekar:** Från 1 ml till 100 ml. Se tabell på sid. 1.
- ISO-standard:** ENFit®-koppling tillverkad enligt ISO 80369-3.
- CE-märkning:** Överensstämmer med det europeiska direktivet om medicintekniska produkter 93/42/EEG. En CE-certifiering har utfärdats av ett ackrediterat anmält organ: TÜV Rheinland (CE0197).
- Klassificering:** Klass Is.
- Laglig tillverkare:** Jiangsu Micsafe Medical Technology Co., Ltd Xituan Industrial Park, Dafeng District, Yangcheng, 224125, Jiangsu, China.
- EG-representant:** Share Info Consultant Service LLC Repräsentanzbüro, Heerdter Lohweg 83, 40549 Düsseldorf, Tyskland.
- Material:** Polypropylen. Alla material är fria från DEHP, BPA och latex¹. Extra detaljer på begäran.
- Ursprungsland:** Made in China.

¹DEHP och BPA har inte lagts till med avsikt under tillverkningsprocessen. Inte utformad med naturgummilatex.

För mer information genom att kontakta din Compat®-representant eller besök www.compat.com

*Om inte annat anges används alla varumärken med tillstånd.